

Autoclave de table, Modèle ASTER

Réf. SOC-AA-3000



AUTOCLAVE, Modèle ASTER 3000 classe B-S-N à vides fractionnés.

- Petit appareil de stérilisation à vapeur classe B-S-N à vides fractionnés.
- Satisfait les normes de la nouvelle réglementation européenne en vigueur UNI:EN: 13060-2004.
- Son logiciel de gestion autorise la stérilisation automatique de tout type de matériel:

• **CLASSE B:**

Produits massifs et poreux sous enveloppes ou non

• **CLASSE S:**

Produits avec corps cave sous enveloppe ou non.

• **CLASSE N:**

Produits massifs qui ne sont pas sous enveloppes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration