

Socimed

Le matériel médical c'est nous

**Autoclave classe B de table
(ou de paillasse), 16 litres,
Modèle EVE-15LED**

Autoclave classe B de table (ou de paillasse), 16 litres, Modèle EVE-15LED

Réf. SOC-EVE-15LED



L'autoclave classe B de Table (ou de paillasse), modèle EVE-15LED permet la stérilisation du matériel médical. Un programme TEST BOWIE & DICK qui mesure la pénétration de la vapeur d'eau est intégré dans cet autoclave classe B et il est doté d'une mini imprimante qui permet d'enregistrer et d'imprimer le processus de stérilisation afin de garantir la traçabilité.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N