

Autoclave de table, 16 litres, Modèle SUPER FALCON

Réf. SOC-SA-230FA



Autoclave (stérilisateur) à vapeur classe S

- Modèle SA-230FA de 16 litres
- Compact, élégant, performant, fiable et résistant
- Système contrôlé par microprocesseur, équipé de 9 programmes dont un spécial (LIQUID) pour les laboratoires d'hôpitaux et de recherche.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Fonctionnement automatique intégrant la fermeture automatique de la porte (si elle n'est pas complètement fermée, toutes les fonctions s'arrêtent et l'indicateur DOOR s'allume), le contrôle du niveau d'eau (si celui-ci est bas, l'indicateur LOW-WATER s'allume) et toutes les étapes de séchage pour un meilleur résultat. En cas de danger, le bouton VACUUM/PRESSURE RELEASE permet de couper l'alimentation et de vider la chambre en même temps.

CARACTERISTIQUES

- Système de remplissage automatique: oui
- Système de séchage automatique: oui
- Dimensions: 594mm(D) x 522mm(W) x 410mm(H)
- Capacité en eau du réservoir: 4200cc
- Capacité de la chambre: 16 litres
- Poids net: 48kg
- Alimentation: 230V 50/60 Hz
- Porte fermée
- Eau basse
- Affichage de surchauffe: oui
- Consommation électrique: 1900 W / 9 Amp.
- Température de stérilisation: 121°C / 135°C
- 121°C / 135°C, emballé/non emballé: oui
- Sec/humide, Liquide
- Programme: pendant l'utilisation de la fonction "dry", laisser la porte ouverte pour un meilleur résultat à la fin de l'étape "exhaust".



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

DISPOSITIF DE SECURITE

- Valve de sécurité: oui
- Protection en cas de surtempérature: oui
- Protection en cas de surcharge électrique: 20 Amp. No fuse Breaker x 2
- Protection en cas de surpression: commutateur de protection de pression
- Indicateur de fermeture de porte: oui
- Indicateur du niveau d'eau du réservoir: oui
- Indicateur du niveau d'eau dans la chambre: oui
- Fermeture de la porte sous pression: oui

ACCESOIRES STANDARDS

- Boîte de stérilisation
- Couverture chauffante

ACCESOIRES EN OPTION

- Lot de plateau de stérilisation plateau x 3, 1 armature de plateau support de plateau: oui
- Support de ressort x 2: oui



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration