

Autoclave de table, 16 litres, Modèle SUPER MICROM

Réf. SOC-SA-230MA



Autoclave (stérilisateur) à vapeur classe B modèle SA-230MA de 16 litres: conforme à la norme européenne en vigueur. Remplissage automatique, séchage automatique, pré vide et post vide. Son fonctionnement automatique intègre le contrôle de la température, de la fermeture automatique de la porte et du niveau d'eau à toutes les étapes, et si ce niveau est bas (l'indicateur LOW WATER s'allume).

Il est équipé de 3 programmes spéciaux gérant la stérilisation des liquides (pour laboratoire d'hôpitaux et de recherche), la stérilisation PRION (pour l'élimination du PRION) et le test BOWIE-DICK d'après les normes de l'AAMI (garantie la qualité parfaite de la stérilisation).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Il assure une sécurité optimale par l'arrêt de toutes fonctions si la porte n'est pas complètement fermée. De plus, la chambre de stérilisation à double protection est protégée par un interrupteur à pression et une valve de sécurité. En cas de danger, la touche EMERGENCY permet de couper l'alimentation et d'évacuer simultanément la chambre de stérilisation. Sa fonction ERROR permet à l'utilisateur et au technicien de trouver la panne automatiquement.

CARACTERISTIQUES:

- Système de remplissage automatique: oui
- Le temps de séchage automatique peut être choisi de 0.15.30.35.40 minutes: oui
- Dimensions: 594 mm (E) x 522 mm (Larg) x 410 mm (H)
- Dimensions de la chambre: 230 x 410 mm (D)
- Capacité en eau du réservoir: 4 200 cc
- Capacité de la chambre: 16 litres
- Poids net: 49 kg
- Alimentation: 230 V, 50 / 60 Hz
- Affichage numérique de la température: oui
- Pression / Affichage de mesure de vide: oui
- Consommation électrique: 2000W / 9 Amp.
- Emballé / non emballé, sec / humide, liquide, programme PRION, BOWIE-DICK, test PUMP: oui
- Température de stérilisation: 121°C / 135°C



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

DISPOSITIF DE SECURITE:

- Valve de sécurité et interrupteur à pression: oui
- Protection en cas de surtempérature: oui
- Protection en cas de surcharge électrique: 20 Amp. No fuse Breaker x2
- Indication de fermeture de porte: oui
- Indication du niveau d'eau du réservoir: oui
- Indicateur du niveau d'eau à l'étape "ADD-WATER": oui
- Fermeture de la porte en fonction de la pression: oui

ACCESSOIRES STANDARDS :

- Boîte de stérilisation
- Couverture chauffante

ACCESSOIRES EN OPTION :

- Lot de plateaux de stérilisation: plateau x 3, armature de plateau x 1, support de plateau x 1: oui
- Support de ressort x 2: oui



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration