

## Autoclave de table, 24 litres, Modèle SUPER MICROM

Réf. SOC-SA-260MA



### Autoclave (stérilisateur) à vapeur classe B

- Modèle SA-260MA de 24 litres conforme à la norme européenne en vigueur
- Remplissage automatique, séchage automatique, pré vide et post vide
- Fonctionnement automatique intégrant le contrôle de la température, de la fermeture automatique de la porte et du niveau d'eau à toutes les étapes (si ce niveau est bas, l'indicateur LAW WATER s'allume)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Il est équipé de 3 programmes spéciaux gérant la stérilisation des liquides (pour laboratoire d'hôpitaux et de recherche), la stérilisation PRION (pour l'élimination du PRION) et le test BOWIE-DICK d'après les normes de l'AAMI (garantie la qualité parfaite de la stérilisation)
- Il assure une sécurité optimale par l'arrêt de toutes fonctions si la porte n'est pas complètement fermée. De plus, la chambre de stérilisation à double protection est protégée par un interrupteur à pression et une valve de sécurité
- En cas de danger, la touche EMERGENCY permet de couper l'alimentation et d'évacuer simultanément la chambre de stérilisation
- Sa fonction ERROR permet à l'utilisateur et au technicien de trouver la panne automatiquement

## CARACTERISTIQUES :

- Système de remplissage automatique: oui
- Le temps de séchage automatique peut être choisit de 0.15.30.35.40 minutes: oui
- Dimensions: 655 mm (E) x 533 mm (Larg) x 442 mm (H)
- Dimensions de la chambre: 260 x 450 mm (D)
- Capacité en eau du réservoir: 4200 cc
- Capacité de la chambre: 24 Litres
- Poids net: 52 kg
- Alimentation: 230 V, 50 / 60 Hz
- Affichage numérique de la température: oui
- Pression / Affichage de mesure de vide: oui
- Puissance consommée: 2000W / 9 Amp.
- emballé / non emballé, sec / humide, liquide, programme PRION, BOWIE-DICK, test PUMP: oui
- Température de stérilisation: 121°C / 135°C.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## **DISPOSITIF DE SECURITE:**

- Valve de sécurité et interrupteur à pression: oui
- Protection en cas de surtempérature: oui
- Protection en cas de surcharge électrique: 20 Amp. No fuse Breaker x 2
- Indication de fermeture de porte: oui
- Indication du niveau d'eau du réservoir: oui
- Indicateur du niveau d'eau à l'étape "ADD-WATER": oui
- Fermeture de la porte en fonction de la pression: oui

## **ACCESSOIRES STANDARS:**

- Boîte de stérilisation
- couverture chauffante

## **ACCESSOIRES EN OPTION:**

- Lot de plateaux de stérilisation: plateau x 3, armature de plateau x 1, support de plateau x 1: oui
- Support de ressort x 2: oui



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration