

Autoclave de paillasse, classe B, 12 litres, Modèle TANZO C12

Réf. SOC-TANZO-C12



L'autoclave de table Classe B stérilise les instruments en les mettant au contact de la vapeur d'eau à une certaine température et sur des laps de temps définis. Les instruments sont ainsi stérilisés par fractionnement du vide et prêts à être utilisés sur le patient. Un objet est considéré comme stérile uniquement lorsqu'aucun micro-organisme viable n'est décelable sur lui. Cette stérilité ne pourra être conservée que par un emballage prévu spécialement à cet effet.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration