

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Diffuseur pour  
désinfection du bloc

Diffuseur pour désinfection du bloc  
Réf. SOC-23786321



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

## Détails produit :

- Désinfection des surfaces par voie aérienne.
- Générateur d'aérosol mobile, ne laisse aucun dépôt ni trace après utilisation.
- Monocoque en polyester armé inaltérable.  
Programmation électromécanique graduée en mètre cube (jusqu'à 230 m<sup>3</sup>) et en minutes (jusqu'à 115 minutes).
- Aspiration automatique de produit désinfectant.
- Buse autonettoyante.
- Mise en route automatique du ventilateur pour une récupération accélérée des locaux.
  
- Débit moyen: 984 ml/heure,
- Compresseur étanche à membrane,
- Dimensions: 760 H x 430 L x 690 P (mm),
- Poids à vide: 27kg,
- Alimentation: 230V - 50 Hz. Puissance: 600VA.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration