

Surfanios fraîcheur citron Réf. ANI-SURF



SURFANIOS FRAICHEUR CITRON :

- Détergent Désinfectant Pour Sols Et Surfaces;
- Indication: Détergence et désinfection des sols, murs, dispositifs médicaux et de toutes surfaces;
- Propriétés microbiologiques: Bactéricide, fongicide, virucide (actif sur HIV-I et HBV)
- Dose d'emploi: dilution à 0,25 %, soit 20 ml pour 8 litres d'eau;
- Condition minimum de vente: Carton de 3 flacons doseurs de 1L.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration