

## Stérilisateur à chaleur sèche (Poupinel) Réf. DHG-9053A



### Stérilisateur à chaleur sèche - Poupinel:

- Pour la stérilisation du matériel médical, du laboratoire et industriel. chambre de stérilisation en acier inox.
- Utilisation facile
- Système intelligent contrôlé par microprocesseur; affichage simultané de la température programmée et de la température réelle sur afficheurs numérique. cet appareil est muni d'un système de circulation d'air chaud qui garanti une répartition homogène de la température dans la chambre de stérilisation.
- Stérilisateur automatique ventilé
- Plage de contrôle de la température: + 10°C à 200°C
- Dimensions de la chambre de stérilisation (mm):420x350x350
- Puissance: 800W



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration