

Stérilisateur électronique CE 0499, 60 Litres

Réf. **SOC-GEU-181060**



Modèle : A3-217-535

Capacité : 60L

STERILISATEUR A AIR CHAUD modèle "PASTEUR" ELECTRONIQUE Structure extérieure en acier inoxydable. Structure intérieure, deux étages intérieurs réglables, porte et contreporte complètement construits en acier inoxydable. Structure intérieure et porte avec garniture en caoutchouc de silicone atoxique, isolée avec fibres en verre. Résistance armée en acier inoxydable. Fermeture à clé. Tunnels d'aération réglables, placés sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour le réglage et la circulation de l'air, utile pour le refroidissement rapide de l'appareil. Fonctionnement électronique C.P.S. Mode d'emploi: continu (standby) ou temporisé. Temporisateur de 0 à 250 minutes. Température réglable de 0 à 200°C. Thermostat de sécurité. Distribution de la chaleur optimale. Indication automatique d'éventuels problèmes d'alimentation (en cas de manque de tension, le programme repartira du début). 230V – 50/60 Hz.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques:

- Affichage digital,
- commande par touches sensibles,
- circulation d'air naturel,
- tout inox,
- thermostat réglable jusqu'à 200°,
- thermostat de sécurité étalonné à 240°,
- minuterie réglable de 0 à 250 min,
- voyants de contrôle,
- isolations laine de roche,
- porte isolée avec un joint silicone,
- fermeture à clef,
- crémone haut et bas,
- fusibles bipolaires,
- cordon détachable
- dimensions externes: 705 x 450 x 475 mm
- dimensions internes: 535 x 320 x 345 mm
- puissance: 950w-220V.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration