

Appareil anesthésie, Modèle AEON 7200A

Réf. SOC-AEON7200A



L'appareil d'anesthésie avec respirateur modèle AEON 7200A est équipé de :

- 2 évaporateurs halogénés de hautes qualités
- Débitmètre à deux gaz (quatre tubes)
- Ventilateur / respirateur pulmonaire à affichage sur écran TFT
- Bac à chaud sodée

Appareil (respirateur) d'anesthésie à contrôle électronique :

- Ventilation à volume constant : système de compensation de la compliance et des fuites
- Respirateur d'anesthésie à usage pédiatrique et adulte
- Affichage sur écran
- Ce respirateur d'anesthésie a un système autotest intégré
- Evaporateur de haute qualité
- Compensation de la température et de la pression
- Faible résistance, bac à chaud sodée compact
- Installation facile
- Système de contrôle de l'écoulement des gaz, avec système interlock
- Cet Appareil (respirateur) d'anesthésie est d'une haute précision et d'une longue durée de vie.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration