

## Aspirateur électrique portable ASKIR-30, 12 V, 1 000 ml

Réf. SOC-310150-02

NEW ASKIR<sub>30</sub> 12V



CE 0123

- Fonctionne sur du courant continu de 12V ;
- Compacte et facilement transportable (portable) ;
- Petite unité électrique sur batterie ;
- Aspiration maximale 25 L/min ;
- Filtre antibactérien ;
- Bouton de régulation du flux et vacuomètre ;
- Coque ABS facilement lavable ;
- Compatible avec tout type de sonde et connexion ;
- Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez adultes et enfants ;
- Grâce à ses caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile ;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Manomètre de contrôle, molette de réglage de l'intensité d'aspiration, 1 seul bouton de mise en marche ;
- Bocal autoclavable 1000 ml en polycarbonate ;
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.

Spécifications techniques :

- Débit : 25 L/mIn ;
- Puissance : 563 mmHg ;
- Dépression maximale : -0.75bar -75kPa -563mmHg ;
- Flacon de 1000 ml ;
- Cons. : 140 W ;
- Autonomie des batteries : 45 min ;
- Temps de recharge : 120 à 150 min ;
- Poids : 2,5 kg ;
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm ;
- Normes CEI 62/5 - IEC /601.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration