

Aspirateur électrique portable, ASKIR-30, 12 V, 2 000 ml

Réf. SOC-310150-05

NEW ASKIR 30 12V



CE 0123

- Fonctionne sur du courant continu de 12 V,
- Compacte et facilement transportable (portable),
- Petite unité électrique sur batterie,
- Aspiration maximale: 25 L / min,
- Filtre antibactérien,
- Bouton de régulation du flux et vacuomètre,
- Coque ABS facilement lavable,
- Compatible avec tout type de sonde et connexion,
- Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez les adultes et les enfants,



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Grâce à ses caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile ;
- Manomètre de contrôle, molette de réglage de l'intensité d'aspiration, 1 seul bouton de mise en marche ;
- Bocal autoclavable 2 000 ml en polycarbonate ;
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.

Spécifications techniques :

- Débit : 25 L / min ;
- Puissance : 563 mmHg ;
- Dépression maximale : -0.75 bar -75 kPa -563 mmHg ;
- Flacon de 2 000 ml ;
- Cons. : 140 W ;
- Autonomie des batteries : 45 min ;
- Temps de recharge : 120 à 150 min ;
- Poids : 2,5 kg ;
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm ;
- Diamètre du cordon ;
- Normes CEI 62/5 - IEC /601.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration