

Aspirateur manuel d'urgence, Modèle EMIVAC, 400 ml

Réf. SOC-310300



- Peut être utilisé pour des cas d'urgence ;
- Grâce à ses caractéristiques, il est adapté pour des urgences sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile ;
- Utilisation facile ;
- Peut être actionné soit par la main, le pied ou le genou ;
- Compacte, légère, elle assure une bonne stabilité lors du pompage ;
- Corps en polycarbonate autoclavable à 120° ;
- Compatible avec tout type de sonde et connexion ;
- Tous ses composants peuvent être démontés pour être stérilisés ;
- Valve de trop plein ;
- Fortement résistante à la chaleur, conformément aux dernières normes de la communauté européenne.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Spécifications techniques :

- Chambre collectrice de 400 ml ;
- Dépression maximale 650 mbar ;
- Bocal récepteur de 320 ml ;
- Vide : - 0,40 bar ;
- Débit : 22 L / min ;
- Poids : 1.15 kg ;
- Dimensions : 22 x 16 x 8 cm ;
- Diamètre du cordon : 8 - 9 - 10 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration