

Aspirateur chirurgical 2 X 2.5 Litres Modèle YB-DX23B

Réf. SOC-YBDX23B



Aspirateur chirurgical 2 X 2.5 Litres Modèle YB-DX23B

Aspirateur chirurgical électrique entièrement carrossé plastique sans angles pour un nettoyage facile.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- L'aspirateur chirurgical facilement transportable d'un service à un autre s'utilise pour l'aspiration de liquide (mucosités, sang).
- Monté sur roulettes.
- Fonctionne en mode continu.
- Pédale permettant le contrôle de l'aspiration tout en laissant les mains de l'utilisateur libre. Réglage de l'aspiration sur façade.
- Faible niveau sonore < 60 dB (A)
- Dépression : 0-900 mbar, 680 mmHg, 0-90 kPa
- Débit 30 L /mn
- 2 bocal de 2.5 L chacun
- Marche arrêt par commande à pédale.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration