

Aspirateur électrique portable ASKIR-30, 1 000 ml

Réf. SOC-310100-02



- Compacte et facilement transportable (portable) ;
- Petite unité électrique sur batterie ;
- Aspiration maximale 40 L / min ;
- Filtre antibactérien et hydrophobe ;
- Bouton de régulation du flux et vacuomètre ;
- Coque ABS facilement lavable ;
- Fonctionne en continu sur du 230 V ~ 50Hz. Batterie 12 V avec recharge sur secteur ;
- Compatible avec tout type de sonde et connexion ;
- Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez les adultes et les enfants ;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Grâce à ses caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile ;
- Manomètre de contrôle, molette de réglage de l'intensité d'aspiration, 1 seul bouton de mise en marche ;
- Bocal autoclavable: 1 000 ml en polycarbonate ;
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.

Spécifications techniques :

- Débit : 40 L / min ;
- Puissance : 107 VA ;
- Dépression maximale : -0.80bar - 80 kPa -600 mmHg ;
- Flacon de 1 000 ml ;
- Cons. : 140 W ;
- Autonomie des batteries : 45 min ;
- Temps de recharge : 120 à 150 min ;
- Poids : 3,6 kg ;
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm ;
- Diamètre du cordon : 8 - 9 - 10 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration