

Aspirateur électrique portable ASKIR-C30, 2 000 ml

Réf. SOC-410250

ASKIR c30



CE 0123

- Proche du modèle ASKIR 30 à la seule différence que celui-ci est fourni avec un pied facilitant les déplacements lors d'une utilisation continue
- Il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile
- Affichage LED
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Bocal autoclavable 2000 ml en polycarbonate
- Flux d'aspiration maximal : 40 L / min
- Régulateur de flux d'aspiration
- Connecteurs coniques
- Sonde d'aspiration

Spécifications techniques :

- Débit : 40 L / min
- Puissance : 600 mmHg
- Dépression maximale : -0.80 bar -80 pKa -600 mmHg.
- Flacon de 2000 ml
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Cons. : 106 W.
- Temps maximale de recharge : 120°C
- Poids : 6,2 kg
- Dimensions : 37 x 22 x 95 cm
- Normes CE



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration