

Aspirateur chirurgical, Modèle HOSPIVAC 350, 2 x 2 000 ml

Réf. SOC-410356



Description

- Fonctionne en continu sur du 230V ~ 50 Hz
- Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez adultes et enfants
- Equipé de 4 roues antistatiques équipées d'un système de freinage
- Grande mobilité, y compris aussi dans les salles d'opération
- Grâce à ces caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile
- Equipé d'un régulateur d'aspiration, d'un indicateur de vide à l'avant
- 2 bords de 2000 ml en polycarbonate et autoclavables
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de sûreté européennes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Spécifications techniques :

- Débit : 60 L/mn
- Puissance : 230 VA
- Dépression maximale : 900 mbar
- Poids : 13 kg
- Dimensions : 46 x 60 x 42 cm.
- Fonctionnement : Continu



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration