

Aspirateur chirurgical, Modèle HOSPIVAC 400, 2 x 2 000 ml

Réf. SOC-410350



- Fonctionne en continu sur du 230V ~ 50 Hz
- Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez les adultes et les enfants
- Équipé de 4 roues antistatiques équipées d'un système de freinage
- Grande mobilité, y compris aussi dans les salles d'opération
- Grâce à ses caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile
- Équipé d'un régulateur d'aspiration, d'un indicateur de vide à l'avant
- 2 bouches de 2000 ml en polycarbonate et autoclavables
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de sûreté européenne.

Spécifications techniques :

- Débit : 90 L/min
- Puissance : 300 VA
- Dépression maximale : -0.90bar -90pKa -675mmHg
- Autonomie des batteries : 45 à 50 min
- Poids : 13 kg
- Dimensions : 46 x 60 x 42 cm
- Diamètre du tube : 10-11-12 mm
- Fonctionnement : continu.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration