

Bocal 2 500 ml

Réf. SOC-BOCDX23



Convenient Handle
for Easy Movement

Compartment for Accessories

Antibacterial and
Hydrophobic Filter

Filtre antibactérien

Collection Jar in
Autoclavable PC with
Overflow Valve System

Bocal 4000ml
Couvercle avec valve de surdébit

Silicone Autoclavable
Tubes

Tube en silicone

Four Antistatic Castors
(Two with Brake System)

Description

Bocal de 2 500 ml adapté à l'aspirateur chirurgical électrique de modèle YBDX23D.

Condition de vente: le bocal.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration