

Aspirateur chirurgical de mucosités portable, Modèle 7E-D

Réf. **SOC-151619**



L'aspirateur chirurgical de mucosités portable, Modèle 7E-D est un système nouvellement conçu exempt de lubrification à l'huile de la pompe, basée sur une vaste expérience en matière de conception et de développement de tendance dans les domaines domestique et produits à l'étranger.

Il est spécialement conçu pour absorber des liquides épais tels que le sang, les mucosités, etc. Il n'est pas seulement utilisé comme aspirateur en salle d'opération, salle d'urgence, mais aussi à domicile en tant que produit de santé.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques de l'aspirateur chirurgical de mucosités portable, Modèle 7E-D :

- Haute pression négative, grand flux, faible bruit. C'est une toute nouvelle conception du mécanisme d'aspiration avec bouteille d'aspiration cachée à l'intérieur. Ce design ne réduit pas seulement le bruit pendant le fonctionnement, mais aussi le rend plus à la mode et précis.
- Il intègre une conception avancée de protection contre le débordement, qui permet d'empêcher les fuites de pus et de mucus dans la machine.
- Compact, léger et facile à transporter particulièrement adapté pour l'urgence et l'utilisation en extérieur.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : AC 220V + ou - 10%, 50 Hz + ou - 2%.
- Puissance : < ou = 90 VA.
- Valeur max de la pression négative > ou = 0,075 MPa.
- Taux de pompage > ou = 15L/Min.
- Bruit : < ou = 65 dB (A).
- Volume du réservoir : 1 000 mL, 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration