

## Aspirateur électrique portable, ASKIR-20, 2 000 ml

Réf. SOC-310100-13



- Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez adultes et enfants
- Grâce à ses caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile
- Portable
- Manomètre de contrôle, molette de réglage de l'intensité d'aspiration, 1 seul bouton de mise en marche
- Équipé d'un indicateur de vide
- Fonctionne en continu sur du 230V ~ 50 Hz
- Bocal autoclavable 1000 ml
- Filtre antibactérien et hydrophobe
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Spécifications techniques :

- Débit : 16 L/min
- Puissance : 184 VA
- Dépression maximale : -0.75 bar -75 kPa -563 mmHg
- Autonomie des batteries : 45 à 50 min
- Temps de recharge : 120 à 150 min
- Poids : 2.5 kg
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration