

## Aspirateur électrique portable, ASKIR-230, 12 V, 1 000 ml

Réf. SOC-310200-01

NEW ASKIR 230/12V BR



CE 0123

- Compacte et facilement transportable (portable) ;
- Aspiration maximale 16 L / min ;
- Filtre antibactérien et hydrophobe ;
- Bouton de régulation du flux et vacuomètre ;
- Coque ABS facilement lavable ;
- Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez adultes et enfants ;
- Grâce à ses caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile ;
- Manomètre de contrôle, molette de réglage de l'intensité d'aspiration, 1 seul bouton de mise en marche ;
- Dispose d'un système de surveillance de l'état de charge de la batterie interne lors d'un fonctionnement en continu ;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Peut fonctionner sur du 230V même si la batterie est en charge ;
- Affichage LED pour signaler de l'état de l'appareil, du niveau charge de la batterie ;
- Bocal autoclavable 1000 ml en polycarbonate ;
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.

#### Spécifications techniques :

- Débit : 16 L / min ;
- Puissance : 50 VA ;
- Dépression maximale : -0.75 bar - 75 kPa - 563 mmHg ;
- Flacon de 1000 ml ;
- Cons. : 140 W ;
- Autonomie de la batterie : 45 - 50 min ;
- Temps de recharge : 120 à 150 min ;
- Poids : 4,9 kg ;
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm ;
- Diamètre du cordon : 8 - 9 - 10 mm ;
- Normes CE,ISO.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration