

Aspirateur chirurgical, Modèle SOC-B4SLT

Réf. **SOC-B4SLT**



Aspirateur chirurgical, Modèle SOC-B4SLT

Construites conformément aux dernières normes internationales CEI 60601-1 et EN 10079-1 et aux certificats CE, la série d'unités d'aspiration POLIVAC B4 / SLT, POLIVAC B4 / SLT-EXP permet à l'utilisateur de répondre à tous ses besoins. Les modèles d'aspirateurs POLIVAC, caractérisés par une grosse pompe d'aspiration et une vitesse d'aspiration élevée, ne font presque pas de bruits.

L'aspirateur du modèle SOC-B4SLT est le modèle portable de la série. Il convient au bloc opératoire et à d'autres interventions d'aspiration médicale.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques techniques:

- Classe CEI / CEI 60601-1: I BF.
- Certificat CE (93/42 + 2007/47): CE0051 - nr. 187 / MDD.
- Utilisation pour un temps / bruit illimité: moins de 50 db.
- Alimentation / Absorption: 230V - monophasé, 50Hz / 400VA.
- Groupe d'aspiration principal du piston, sans entretien (vide max 700 mmHg «0,9 atm, 0,90 bar», débit 70 l / min, moteur: à partir de 1/2 HP).
- Boîtier en métal peint et deux roues antistatiques, avec roulettes.
- Deux bouches de 4 l en polycarbonate incassables et autoclavables, avec dispositifs de débordement internes, et un système rapide pour l'aspiration changeant entre les bouteilles; tube silicone autoclavable (Ø mm 7x12).
- Régulateurs de vide sur le panneau et par l'interrupteur à pédale (il s'arrête de lui-même et il maintient la position réglée par l'opérateur); dispositif de contrôle du vide (0-76 cm / Hg).
- Interrupteur principal et interrupteur à pédale (pneumatique, très sûr, étanche, anti-explosion).
- Dimensions (largeur / profondeur / hauteur), poids: cm 40x35x75 Kg 24.

- Note 1) Il peut être équipé d'un filtre antibactérien jetable, qui fonctionne également comme dispositif de trop-plein supplémentaire;
- Note 3) Pièces disponibles: dispositif de trop-plein externe, poignée canule et boîte en acier inoxydable pour les accessoires.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration