

Bistouri électrique modèle electrocut 110 Réf. RDE-ELECTROCUT110



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Bistouri électrique modèle electrocut 110 :

- Ecran alphanumérique LCD.
- Sorties monopolaires et bipolaires séparées.
- Commandes digitales.
- Programmation par menus interactifs.
- Générateur radiofréquence 1MHz 100Watts.
- Mode coupe pure.
- Hémostatique.
- Coagulation
- Spray.
- Coffret ergonomique.
- Poids: 2 Kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration