

Bistouri électrique, Modèle ELECTROCUT 200 Réf. RDE-ELECTROCUT200



Equipé d'un générateur puissant et à haut rendement, l'ELECTROCUT 200 a été étudié pour répondre aux demandes des spécialistes pour le cabinet médical. Les résultats obtenus sont d'excellentes qualités. Conçu avec les technologies les plus récentes, l'ELECTROCUT 200 dispose d'une puissance élevée ainsi que d'un système de sécurité plaque assurant au praticien une grande qualité de travail. Son panneau de commande est volontairement simple et fonctionnel pour une mise en service rapide et une utilisation quotidienne. Ainsi l'utilisateur peut se consacrer pleinement à son patient sans avoir à programmer une multitude de fonctions complexes. Les modes monopolaires et bipolaires ainsi que la coagulation font de l'ELECTROCUT 200, le bistouri de choix pour le spécialiste.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

CARACTERISTIQUES :

- Coupe
- Coagulation
- Epilation
- Mode monopolaire
- Mode bipolaire
- Sécurité plaque avec mesure de continuité
- Commande par pédale
- Fiabilité renforcée.

APPLICATIONS :

- Dermatologie
- Oto-rhino-laryngologie
- Stomatologie
- Ophtalmologie
- Gynécologie.

FICHE TECHNIQUE :

- Poids: 2.3 kg
- Dimensions: 225 x 90 x 160 (mm)
- Alimentation: 230V, 50 / 60Hz, 1.1A
- PUISSANCE :
- Bipolaire: 162 W
- Coupe: 180 W
- Coagulation: 158 W
- Epilation: 16 W
- Fréquence : 300 kHz



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

ACCESSOIRES STANDARDS :

- Cordon secteur: norme européenne
- Cordon plaque: indifférente
- Plaque indifférente
- Pédale
- Manche porte-électrode stérilisable
- Cordon monopolaire 4m stérilisable
- Electrode aiguille
- Electrode boule
- Electrode couteau
- Electrode anse.

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

- Manche pour épilation
- Electrode épilation: par 50
- Adaptateur bipolaire
- Cordon bipolaire 2m 50 stérilisable
- Pince bipolaire droite: 200 mm x 1 mm
- Pince bipolaire coudée: 200 mm x 1 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration