

## Cardiotocographe cadence II basic

Réf. SOC-CAR0002

### Cadence II

Fetal Monitor



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Cardiotocographe Cadence II Basic; CADENCE II est la deuxième génération de Moniteur Fœtal (cardiotocographe) CADENCE. Il intègre toutes les fonctions du CADENCE plus d'autres plus élaborées.

### CARACTERISTIQUES DU MONITEUR FŒTAL ( CARDIOTOCOGRAPHE ):

- Ecran LCD 6" inclinable à 60°.
- Affichage simultané des courbes et des données numériques
- Surface contrôlée: 120 x 160.
- Détection automatique des mouvements foetaux.
- Stockage de données pendant 12 heures et possibilité de recharger les données.
- Fonction de monitoring de jumeaux
- Batterie rechargeable, autonomie 04 heures (en travail continue)
- Capteur 9 éléments haute sensibilité
- Haute résolution et imprimante thermique intégré.
- Interface de connexion
- Fonctions du Moniteur Fœtal ( cardiotocographe ): Toco externe, Toco interne, DECG (electrode scalp), Imprimante thermique
- Config Standard: unité centrale, 01 sonde FHR, 01 sonde TOCO, 01 marqueur d'évènements.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration