

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Cardiotocographe

Cardiotocographe (moniteur Foetal) F2 Dual avec option gémellaire

Ref. SOC-F2

F2



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Cardiotocographe avec option gémellaire F2 DUAL :

- 2 Voies RCF
- 1 Voie TOCO externe
- Logiciel Insight
- VTC en option

Les cardiotocographes ou moniteur foetaux) d'Edan sont robustes, léger et facilement transportable.

Caractéristiques du Cardiotocographe avec option gémellaire F2 DUAL :

- Écran LCD noir & blanc 5,6 "
- Résolution écran : RGB 640 x 480
- 2 Rythmes Cardiaques (gémellaire pour jumeaux)
- 1 voie TOCO externe
- VCT disponible en option
- Les Capteurs étanches très haute sensibilité : technologie exclusive à 8 cristaux en étoile à fréquence optimale de 1 MHz \pm 10%
- Imprimante thermique haute résolution intégrée
- Largeur d'impression : 15 cm
- Mémoire grande capacité (12 heures de données patients re visualisables)
- Technologie SOV (détection automatique des signaux croisés en cas de grossesse gémellaire)
- Marqueurs d'événements, alertes sonores et visuelles
- Logiciel Insight pour ordinateur PC (transfert des données en temps réel, enregistrement des événements, fichiers patients, historique des séances enregistrées, impression sur papier A4)
- Cardiotocographe livré avec 3 liasses papier + sacoche + batterie



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration