

Cardiotocographe (Monitoring fœtal) F9 Gémellaire

Réf. SOC-F6

F6
Economic Fetal Monitor



Le cardiotocographe (Monitoring fœtal) F6 Gémellaire permet une surveillance ou le monitoring fœtal en antepartum et perpartum grâce aux capteurs externes (2 ultrasons et toco) et interne (PIU et FECG) ainsi que la mesure de PNI, SPO₂, MECG et température.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Excellent outil pour la surveillance des grossesses pathologiques avec le calcul de la Variation à Court Terme (VCT). Le F6 constitue la solution complète et flexible pour tous les services de la maternité.

Spécifications :

cardiotocographe (Monitoring foetal) Gémellaire AVEC :

- Calcul de la VCT Large écran LCD couleur inclinable (ECRAN MANUEL)
- 35 heures d'historique des tracés enregistrés avec possibilité d'impression
- Facilement transportable, poignée de transport (6kg)
- 4 heures d'autonomie sur batterie pour le transfert au bloc ou une surveillance en piscine sans perte d'enregistrement
- Détection automatique ou manuelle des mouvements fœtaux
- 2 capteurs à ultrason 1Mhz (12 cristaux) étanches IPX8 pour grossesses gémellaires
- Un capteur toco externe étanche IPX8
- GARANTIE 2 ANS



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration