

Moniteur fœtal FM 801

Réf. SOC-FM801



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Moniteur fœtal

Caractéristiques:

- Apparence élégante conçue, poids léger et espace économisée;
- Zéro automatique et manuel TOCO, détection du mouvement fœtal;
- Protection automatique contre la surchauffe de l'imprimante thermique;
- La sonde ultrasonique du pouls à 13-tranches avec l'algorithme unique des fréquences cardiaques donne une FHR précise;
- Mesure effective pour le transducteur TOCO avec haute sensibilité et une pression de large range;
- Garantir la position du transducteur ultrasonique avec indication de l'intensité des signaux;
- Les Batteries Li-Fe rechargeables assurent la supervision continue même lors de panne de secteur;
- La mémoire interne mémorise les informations du patient;
- Système de supervision centrale de l'analyse de base des données par la connexion du réseau TCP/IP;
- Facultatif pour l'utilisation jumelle.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration