


Papier pour monitoring Fœtal CADENCE

Réf. SOC-PAPIER-CADENCE



Papier thermique pour moniteur foetal CADENCE. Dimensions du papier: 90 mm x 110 mm. Graduation de la courbe TOCO: de 0 mmHg à 100 mmHg ou de 0 KPa à 12 KPa. Graduation de la courbe RCF (FHR): de 50 BPM à 210 BPM. Vitesse d'avance du papier au choix: 1 cm/min, 2 cm/min, 3 cm/min.

➤ Condition de vente: Paquet de 03 rames de papier



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N