


Fil de suture en polyester

Réf. SOC-FILSUTURP



- Propriétés : Le fil de suture recouvert de polyester SURUPOLTM a une bonne tension et reste longtemps dans l'organisme. Le recouvrement uniforme en polybutylate facilite son passage à travers les tissus.
- Matière : Le fil de suture SURUPOLTM est obtenu à partir de fibres recouvertes de polyester (polybutylate) tressées avec précision. Disponible en vert et en blanc.
- Réaction avec l'organisme : Le fil de suture en polyester SURUPOLTM réagit très peu avec l'organisme.
- Indications : Fermeture générale, chirurgie orthopédique, plastique, ophtalmique et de la peau.
- Stérilisation : Par le gaz d'oxyde d'éthylène (ou par irradiation gamma sur demande).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N