

Fil de suture monofilament de polyamide (nylon)

Réf. SOC-suturepolyamide



Propriétés : Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) SURULONTM est très lisse et permet l'obtention de bons noeuds. Ceci est dû à sa structure en monofilament. Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) SURULONTM est très extensible et peut facilement être enlevé sans interaction avec les tissus.

Matière : Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) est de couleur noir, ce qui facilite son identification pendant et après l'intervention. Réaction avec l'organisme : Le fil de suture en monofilament de polyamide (nylon) est inerte comme l'inox. Il maintient indéfiniment sa tension. Le fil de suture en monofilament de polyamide SURULONTM ne doit pas être utilisé en cas d'infections.

Indication: Fermeture chirurgicale générale, chirurgie plastique, chirurgie ophtalmique et micro chirurgie.

Choix : Sutures stérilisées en boucle, aiguilletées et pré coupées conformément à la pharmacopée européenne et celle des Etats-unis.

Stérilisation : Par le gaz d'oxyde d'éthylène (ou par irradiation gamma sur demande).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration