

Broncho Fibroscope, Modèle SOC-XZ-10

Réf. SOC-XZ-10



BRONCHO FIBROSCOPE SOC-XZ-10.

Le BRONCHO FIBROSCOPE SOC-XZ-10 est un modèle récent avec un super tube d'insertion plus mince: 3,6 mm et étanche. Grâce à ses caractéristiques particulières, le BRONCHO FIBROSCOPE SOC-XZ-10 convient pour examiner des changements pathologiques dans les zones sous-périphériques des poumons; et il peut être également utilisé pour faire des enregistrements statiques et dynamiques, l'enseignement par démonstration.

Systeme (OES) :

- Angle de vue 85 ° Champ visualisation avant ;
- Profondeur du champ visuel 3 ~ 50 mm focale fixe ;
- Diamètre extérieur du tube d'insertion Φ 3.6 mm ;
- Diamètre extérieur de l'extrémité distale Φ 3.6 mm ;
- Plage de flexion de la pointe : jusqu'à $\geq 130^\circ$, vers le bas $\geq 90^\circ$;
- Longueur de travail 550 mm ;
- Longueur totale 790 mm ;
- Waterproof (étanche): Oui ;
- Purge de tube entier: Oui +.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration