

Broncho Fibroscope, Modèle SOC-XZ-5

Réf. **SOC-XZ-5**



BRONCHO FIBROSCOPE modèle SOC-XZ-5

Le BRONCHO FIBROSCOPE SOC-XZ-5 à un tube d'insertion avec un diamètre mince ; il est totalement étanche. Le diamètre extérieur du tube d'insertion est de 5 mm seulement. Il a une bonne compatibilité avec le système d'éclairage froid Olympus (OES).

- Angle de vue 85 ° Champ visualisation avant ;
- Profondeur du champ visuel 3 ~ 50 mm focale fixe ;
- Diamètre extérieur du tube d'insertion Φ 5 mm ;
- Diamètre extérieur de l'extrémité distale Φ 5.8 mm ;
- Plage de flexion de la pointe : jusqu'à $\geq 130^\circ$, vers le bas $\geq 90^\circ$;
- Diamètre intérieur du Canal de biopsie Φ 2.0 mm ;
- Longueur de travail 550 mm ;
- Longueur totale 790 mm ;
- Waterproof (étanche) : Oui ;
- Purge de tube entier: Oui.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration