

Moniteur multiparamètres IM-12

Réf. SOC-IM12



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques:

- Écran couleur TFT 12,1 inchs, haute résolution
- Écran totalement tactile y compris pour l'écriture, en option pour un fonctionnement facile.
- Bouton en silicone attrayant et durable avec rétroéclairage
- 20 Types d'arythmies et segment S-T d'analyse
- 12 canaux ECG (en option) pour faciliter le diagnostic et l'analyse
- 480 heures au maximum d'évolutions graphiques et tabulaires de tous les paramètres
- 1000 pièces d'entreposage des enregistrements NIBP
- 700 pièces d'alertes en revue
- et 2 heures stockage de courbes ECG et de l'examen
- Grande police d'affichage, OxyCRG, graphiques et tabulaires, observation lit à lit, et plus de modes d'affichage afin de satisfaire différentes exigences en soin cliniques
- Batterie Li-ion rechargeable jusqu'à 10 heures en continu
- Concentration des produits et calcul des tableaux de titrage
- Electrotome anti-haute fréquence et protection contre la défibrillation répondant aux différents environnements de travail
- Le port USB permet les mises à jour des logiciels et prend également en charge les potentiels connexions de clavier et de souris
- Couleur de configuration sélectionnable pour tous les paramètres (32 couleurs)
- Sortie VGA pour moniteur externe (en option)
- Montage flexible et chariot en option
- Fil/réseau sans fil se connectant au système central de surveillance (optionnel)
- Appel infirmière et fonction de communication bidirectionnelle avec le système central de surveillance (optionnel)
- Support Masimo ou Nellcor SpO2 (en option)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration