

Moniteur multiparamètres IM-15

Réf. SOC-IM15



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques:

- Écran LCD couleur 15 inches avec affichage LED haute résolution et haute luminosité, rétroéclairage
- Écran totalement tactile y compris pour l'écriture, en option pour un fonctionnement facile.
- Bouton en silicone attrayant et durable avec rétroéclairage
- Peut supporter 7 courbes ECG affichées à l'écran, d'impulsion de stimulation. L'analyse, analyse de segment ST et 20 types d'analyse d'arythmies
- Analyse de pouls du pacer
- Supporte 12 dérivations de courbes de repos ECG affichées à l'écran, en option l'on peut avoir une analyse simultanée des 12 dérivations ECG
- 480 heures au maximum d'évolutions graphiques et tabulaires de tous les paramètres, 1000 pièces d'entreposage des enregistrements NIBP, 700 pièces d'alertes en revue et 2 heures stockage de courbes ECG et examen
- La touche de fonction du menu raccourci est défini par l'utilisateur répondant aux différents habitudes de travail
- Electrotome anti-haute fréquence et protection contre la défibrillation répondant aux différents environnements de travail
- Montage flexible et chariot
- Sortie VGA pour moniteur externe, permet aussi les mises à jour des logiciels et prend également en charge les potentielles connexions de clavier et de souris



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration