

Moniteur multiparamètres, Modèle PM5000

Réf. MIN-PM5000



Moniteur multiparamètres Modèle PM5000

- Ecran 9" CRT avec un maximum de 4 formes d'ondes.
- ECG/RESP, SpO₂, NIBP, TEMP, fréquence cardiaque.
- Tendances des dernières 72 heures toutes paramétrées.
- ECG forme d'ondes en cascade.
- Adulte pédiatrique et néonatal.
- Capacité réseaux.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration