

Moniteur multiparamètres, Modèle PM7000

Réf. MIN-PM7000



Moniteur multiparamètres Modèle PM7000.

- Ecran 10.4" TFT avec un maximum de 8 formes d'ondes.
- ECG / RESP, NIBP, Mindray SPO2, TEMP.
- Modulation SpO2 sonore.
- 10 niveaux d'alarme sonore.
- Appel infirmière.
- Grand chiffre visible de loin.
- Capacité réseaux.
- Batterie.
- Options :
 - Masimo et Nellcor SpO2.
 - Batterie Li-Ion.
 - 2-IBP, CO, EtCO2.
 - Multi-Gas / O2 externe.
 - Sonde TEMP.
 - Enregistrement TEMP.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration