

Moniteur multiparamètres patient, Modèle PM8000

Réf. MIN-PM8000E



Moniteur multiparamètres patient Modèle PM8000 express.

- Ecran 8.4" TFT avec un maximum de 8 formes d'ondes.
- ECG/RESP, SpO2, NIBP, 2 TEMP, 2 IBP et EtcO2.
- 96 heures d'historique des formes d'ondes.
- Mémoire par carte CF.
- Adulte pédiatrique et néonatal.
- Connection 12 volts pour ambulance + de 3 heures d'autonomie batterie.
- Options :
 - Enregistreur.
 - 2 IBP, EtcO2, Batt Li-Ion.
 - Carte compact Flash.
 - Masimo et Nellcor SpO2.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration