

Moniteur multiparamètres patient, Modèle PM9000

Réf. MIN-PM9000



Moniteur multiparamètres patient, Modèle PM9000.

- Ecran 10.4" TFT.
- Moniteur multiparamètres avec un maximum de 6 formes d'ondes.
- ECG, RESP, NIBP, SpO2, 2-TEMP.
- Analyse d'arythmie multi-dérivations et du segment S-T.
- Détection de Pacemaker.
- Tendances des dernières 72 heures toutes paramétrées.
- Adulte pédiatrique et néonatal.
- Capacité réseaux.
- Batterie interne.
- Nombreuses options.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration