

# S+ cimed

Le matériel médical c'est nous

Lit d'accouchement

## Lit d'accouchement confortable Réf. SOC-101A01



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Le Lit d'accouchement modèle SOC-101A01 est conçu pour optimiser le confort des mamans et des accoucheurs. Ce lit d'accouchement est robuste, fiable et facile à manipuler tant par les familles que par le personnel soignant. Il peut être équipé d'un lecteur CD pour relaxer les parturientes. La tête de lit et les rails de sécurités sont en plastic haute résistance, de belle apparence, facile enlever, nettoyer et replacer. Les mouvements de montée / descente, Trendelenburg / anti Trendelenburg sont à commande électrique. La section des jambes du lit est amovible. Le bassin des écoulements est sous le siège. Il est facile d'ajuster la position de la femme en couches et d'accélérer le processus d'accouchement en combinant l'utilisation du support de jambe, table assistant et repose-pieds repliables. facile à nettoyer. Le frein central permet une meilleure stabilité du lit.

**Dimension du lit y compris l'extrémité du lit et la roue pare-chocs:** Long 1930mm, largeur 940mm Dimension de lit: 1815mm Longueur, largeur 780mm Hauteur du lit: réglable de 680mm à 920 mm (hors coussin) Déplacement du dossier :  $\geq 60^\circ$  Trendelenburg :  $\geq 5^\circ$  anti-Trendelenburg :  $\geq 8^\circ$  Repose-pieds pivotant sur:  $\geq 45^\circ$  Repose-pieds pliant:  $\geq 45^\circ$  déplacement haut / bas du rail Garde-corps: 360mm Diamètre des roues 150mm

**Accessoires standard Porte-Jambes :** 1 paire Bassin pour écoulements 1 pièce Porte perfusion : 1 pièce commande manuelle 1 pièce Cordon d'alimentation 1 pièce accessoire en option lecteur CD



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration