

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Lit d'accouchement

Lit d'accouchement confortable 3 Réf. SOC-101A03



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Le Lit d'accouchement confortable SOC-101A03 est un lit d'accouchement de faible hauteur conçu pour répondre à la demande des professionnels. Il est basé sur le modèle SOC-101A01. La faible hauteur permet aux femmes enceintes de monter ou de descendre en toute sécurité. La structure mécanique et le système électrique ont été également améliorés sur ce modèle grâce aux suggestions des utilisateurs. Les mouvements du dossier et du siège sont synchronisés c'est-à-dire que quand vous manipulez le dossier, le siège s'ajuste aussi en fonction du dossier afin d'offrir un confort maximal à la femme enceinte. La section du pied peut être ajustée en hauteur séparément. Ce lit a les fonctions Trendelenburg et anti Trendelenburg, ce qui facilite l'ajustage des positions. Le porte-pied est rétractable pour économiser le temps de chargement ou de déchargement. Et les grandes roulettes sur la base permettent d'augmenter la stabilité du lit et la possibilité de transférer le patient.

Dimension de lit, y compris l'extrémité du lit et la roue pare-chocs: Long : 1930mm, largeur : 940mm Dimension de lit: Longueur : 1815mm, largeur 780mm Hauteur du lit: réglable de 580mm à 860 mm (hors coussin) Déplacement du dossier : $\geq 60^\circ$ Déplacement de l'assise : $\geq 10^\circ$ Trendelenburg: $\geq 8^\circ$ Déplacement Haut / Bas de la section pour les jambes : 100 mm Repose-pieds pivotant sur le côté: $\geq 45^\circ$ Repose-pieds pliant: $\geq 45^\circ$ Déplacement haut / Bas du Rail de sécurité : 360 mm. Diamètre des roues : 150 mm.

Accessoires Standards : Support des jambes : 1 paire Bassin pour déchets : 1 Paire Porte perfusion : 1 pièce Télécommande manuelle : 1 pièce Câble électrique : 1 pièce



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration