

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Lit d'accouchement

Lit d'accouchement confortable 4 Réf. SOC-101A04



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Le lit d'accouchement confortable modèle SOC-101A04 est un lit intelligent. Il peut être utilisé avant le travail, pendant le travail, pour l'accouchement et après l'accouchement. Il peut aussi bien être utilisé pour les examens et les opérations gynécologiques. Ce lit prend en compte les besoins de la mère et du bébé. Le mode de fonctionnement simple et pratique réduit finalement la contrainte de travail de l'opérateur. L'utilisation de ce lit d'accouchement est simple, flexible et pratique. Le système de freinage central rend le lit plus stable. Des panneaux de commande sont intégrés dans la glissière de sécurité sur les deux côtés. Les infirmières et les patients peuvent le manipuler convenablement. La glissière de sécurité en polyuréthane souple offre un confort pour les infirmières et les patients. La glissière de sécurité rétractable permet au lit de passer plus facilement à travers les passages étroits. Le système UPS (en option) permet une utilisation d'urgence lorsque l'alimentation principale est coupée. Le lit peut prendre diverse position de travail (par exemple : position couchée, position assise, position latérale, à genoux, accroupi) pour reconforter différentes femmes en couches. Le porte-jambes est rétractable et réglable en hauteur, ce qui permet de réduire le stress des infirmières. Le support des jambes amovible offre un plus grand espace de travail. La manipulation du support des jambes est facile. Dimension du lit, y compris l'extrémité du lit et la roue pare-chocs: Longueur 2350mm Largeur 940mm.

Dimension de lit: Longueur 1950mm Largeur 880mm Hauteur du lit: réglable de 540mm à 890 mm (hors coussin) Déplacement du dossier : $\geq 65^\circ$ Déplacement de l'assise : $\geq 12^\circ$ Trendelenburg : $\geq 8^\circ$ Déplacement Haut / Bas de la section pour les jambes : 110 mm Repose-pieds pivotant sur le coté: $\geq 50^\circ$ Repose-pieds pliant: $\geq 75^\circ$ Déplacement haut / Bas du Rail de sécurité : 360 mm. Diamètre des roues : 150 mm.

Accessoires Standards : matelas : 1 jeu. Bassin pour déchets : 1 Paire Porte perfusion : 1 pièce Câble électrique : 1 pièce



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration