

Lit d'accouchement (obstétrical) électrique, Modèle SOC-B481

Réf. SOC-B481



Lit d'accouchement (obstétrical) électrique



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques principales :

- Cadre de lit en acier avec revêtement en résine d'époxy, les bords et la tête de lit sont composés de plastique industrielle ABS ;
- Table d'opération télescopique, commandé par palier linéaire. Longueur télescopique : 550mm ;
- A trois fonctions qui sont exploitées par moteur électrique :
 - Relève buste : $0-70 \pm 5^\circ$
 - Haut-bas : 620-920mm
 - Trendelenburg et Trendelenburg inverser : $12 \pm 2^\circ$;
- Composé d'un matelas à haute densité de 8cm d'épaisseur, recouvert de cuir artificiel ;
- Support de jambes réglables avec support de poignée coulissant ;
- Quatre roulettes avec freins centrales, dia. 125mm ;
- Dimension : 2000 / 1450mm (L) x 940 / 660mm (L) x 620 / 920mm (H).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration