

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Table d'accouchement
multifonctionnelle

Table d'accouchement Multifonctionnelle
Modèle: CC-1
Réf. SOC-CC-1



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

TABLE D'ACCOUCHEMENT MULTIFONCTIONNELLE MODELE: CC-1 :

La Table d'accouchement Multifonctionnelle Modèle: CC-1 est un type d'appareil médical approprié pour les examens de diagnostic et pour les opérations cliniques en gynécologie obstétrique.

- La table d'accouchement est une table articulée qui permet d'installer la future maman dans diverses positions, allant de l'horizontale à une position quasi accroupie, pour accoucher dans de bonnes conditions.
- Il est également possible pour la maman et le nouveau né d'y dormir afin de recevoir les soins adéquats garantis.
- La Table d'accouchement Multifonctionnelle Modèle: CC-1 est constituée de deux tables distinctes: l'une pour le corps et l'autre pour les jambes
- La table est réglable manuellement à partir d'un seul côté afin d'obtenir la position voulue
- L'ajustement de la hauteur de la table est dirigée au moyen d'un système (circuit) hydraulique tandis que les autres mouvements sont dirigés par un mécanisme spécialement conçu pour cela.
- En raison de sa fiabilité, de facilité d'utilisation et d'une grande variété de ses accessoires fonctionnels, c'est une table d'accouchement idéale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Hauteur de la table pour le corps:
- la hauteur d'ajustement de la table corporelle : 650~800mm
- Ajustement de la partie arrière : Dessus : -5~45°
- Ajustement de la partie abdominale : * Dessus : -8~20°
- Dessous: 0~8° * La table pour le corps et celles des jambes sont détachables
- la table réservée au corps et celle réservée aux jambes sont équipées d'un frein qui permet de les maintenir dans une position fixe.
- Dimensions des deux tables: * Dossier: 1350mm x 650mm * Repose-Jambes: 800mm x 550mm * Longueur totale: 2150mm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration