

Table d'accouchement Réf. SOC-GEU-812858



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA TABLE D'ACCOUCHEMENT :

- Table d'accouchement tube carré époxy blanc, sellerie bleue, démontable.
- 3 parties :
- Proclive déclinée, position Trendelenburg, repose jambes escamotable sous l'assise,
- Porte sérum, paire de portes cuisses, paire de poignets de traction, paire d'épaulières réglables,
- Porte cuvette + cuvette, sellerie ignifugée,
- L x l x h : 1900 x 600 x 920 (mm)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration