


Table Opération universelle modèle 1088 Réf. SOC-1088



- Dimensions de la table : 2100 mm x 510 mm.
- Hauteur minimale : 820 mm
- Hauteur maximale : 1060 mm.
- Basculement du coté droit et gauche de 18°;
- Basculement à l'avant de 30° et à l'arrière de 20°;
- Ajustage du support de la tête, du dossier (de -5 à 90°), de la partie inférieure jusqu'à -90°.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration