

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Table d'opération

Table Opération gynécologique et d'accouchement modèle 78 Réf. SOC-78A



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Table d'opérations gynécologiques spécialement conçue pour les accouchements et les opérations gynécologiques. Elle est caractérisée par sa polyvalence, sa convivialité, sa sécurité et sa fiabilité. Elle est composée de deux parties : la partie supérieure et la partie inférieure. Les mouvements ascendants et descendants de la partie supérieure sont contrôlés par une pompe hydraulique, et ceux de la partie inférieure sont contrôlés manuellement.

- Dimension de la Table : 1900 mm x 600 mm
- Dimensions des parties : dossier : 750 x 600 mm (se relève de 35° et s'abaisse de 15°),
- Surface du siège : 400 x 600mm (se relève de 25° et s'abaisse de 8°),
- Surface de repos de la hanche : 120 x 600 mm (se relève de 35°),
- Surface de repos des jambes : 750 x 600mm (détachable).
- Hauteur maximale : 1000 mm hauteur minimale : 800 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration