

## Table Opération universelle modèle dt12c Réf. SOC-DT12C



Cette table est utilisée pour des multiples opérations (thorax, abdomen, tête, oto-rhino-laryngologie orthopédie, gynécologie, obstétrique, urologie, etc).

- La partie inférieure peut basculer de  $-90^{\circ}$  à  $+90^{\circ}$ ;
- Elevation du bassin de 100mm
- Alimentation : 220V 50Hz,
- Puissance de la pompe hydraulique électrique : 0,2 KW;
- Dimensions de la table: 2050 mm x 480 mm.
- Hauteur minimale : 740 mm
- Hauteur maximale : 980 mm.
- Basculement du coté droit  $20^{\circ}$  et gauche de  $25^{\circ}$ ;
- Basculement à l'avant de  $20^{\circ}$  et à l'arrière de  $15^{\circ}$ ;
- Ajustage du support de la tête, du dossier ( de  $-20$  à  $75^{\circ}$ ), de la partie inférieure jusqu'à  $-90^{\circ}$ .



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration